



L'appareil de berlèse

pour la faune du sol

publié le 21/02/2011


L'appareil de berlèse

Il permet de récolter des insectes, araignées, etc...(de très petites tailles).

L'éclairement de la lampe et la chaleur dégagée par celle-ci font fuir les insectes, araignées, etc...

La microfaune finit par s'enfoncer dans la litière et tombe dans l'entonnoir, puis dans le flacon.

Maintenant, on peut observer la microfaune (en la prélevant) à la loupe ou au microscope.



Clément J. et Clément D.



**Académie
de Poitiers**

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.