

# Protocole des Encadrants aux Autotests.



1

Aérer les salles en permanence.

2

S'assurer qu'un kit soit disponible sur chaque emplacement élève.

3

Accueillir chaque élève en distribuant du gel hydroalcoolique lorsqu'ils rentrent dans la salle.



4

Une fois qu'ils sont assis, faire l'appel des élèves.

5

Réalisation de l'autotest par les élèves.



- Le masque peut être baissé sur la bouche ou le menton le temps du prélèvement.
- Chaque élève doit retenir l'heure à laquelle il dépose les gouttes du prélèvement.

6

Chaque test doit être vérifié par l'encadrant

- Si un élève est positif il reste à sa place en attendant le départ du reste du groupe.
- Ensuite accompagner l'élève vers l'infirmerie ou à la vie scolaire .

7

Les élèves jettent un par un leur matériel dans la poubelle à la sortie de la salle.

8

Redistribuer du gel hydroalcoolique.



9

Nettoyer chaque emplacement élève et remettre un kit de prélèvement sur chaque emplacement.

10

MERCI !